

INTEGRA

25% OFF

2011年度末特別価格キャンペーン

期間：2011.12/1～2012.3/31

世界初! LEDライトが
容器を明るく照らす。

本体重量約190グラム!

156401

超軽量ピペットコントローラー

PIPETBOY pro

ピペットボーイ・プロ



156404



156402



156403



156400

ピペットボーイ・プロ《本体》仕様

- スピード調整ダイヤルによるスピード調整範囲：2～10ml/秒
- 使用できるピペット：1～100mlのガラスまたはプラスチック製ピペット
- セーフフィルター：0.45μm(付属)または0.2μm(別売)
- 本体重量：190g
- 自然滴下：吐出ボタンを僅かに押すと、液体の重さで自然滴下が可能
- 使用回数：バッテリーフル充電で吸引・吐出サイクル 4000回
- 充電ランプ：赤色点灯=充電が必要 緑色点灯=充電中
- 付属品：スプレアフィルター(0.45μm)、バッテリー 2個、ACアダプター、壁ハンガー

製品コード	内 容	標準小売価格	キャンペーン価格
156400	ピペットボーイ・プロ(ホワイト)	≒¥39,000≒	¥29,250
156401	ピペットボーイ・プロ(ピンク)	≒¥39,000≒	¥29,250
156402	ピペットボーイ・プロ(グリーン)	≒¥39,000≒	¥29,250
156403	ピペットボーイ・プロ(オレンジ)	≒¥39,000≒	¥29,250
156404	ピペットボーイ・プロ(ブルー)	≒¥39,000≒	¥29,250

●標準小売価格およびキャンペーン価格に消費税は含まれておりません。

 Scitech

輸入発売元：株式会社サイテック

〒111-0052 東京都台東区柳橋1丁目23番11号
TEL:03-5822-5125 FAX:03-5822-5126
e-mail:info@sci-tech.co.jp

販売会社：

www.sci-tech.co.jp